

25658

Traditional Trim-to-Fit Gel Tubing
M-Gel Schlauchbandage
M-gelkoker
Bandage tubulaire M-Gel

Contents/Inhalt/Inhoud/Contient: 2 pieces/2 Stücks/2 stuks/2 units

12125 1 Narrow/X Eng/Smalle/Étroit
1 Wide/X Weit/Large/Brede
1200/01-M MEDO

Traditional Trim-to-Fit Gel Tubing

Absorbs pressure and friction to help prevent and ease pain from corns, calluses, ingrown nails and blisters. Elastic Sleeve stretches to fit most digits and keeps pad in place. Gel slowly releases medical grade mineral oil (USP) which softens and moisturizes skin. Stay in place without adhesive.

Directions: Cut to desired length. Slip over digit. Test for a comfortable fit. Remove and trim as necessary. Pull on hosiery and readjust as needed.

Care: Hand wash. Air dry completely. Sprinkle with talcum powder if gel becomes tacky.

Fabric Content: 85% Polyamide, 15% Elasthane.

Warning: Do not place product on an open wound. If irritation, discomfort or poor circulation occurs, discontinue use and notify your physician. Keep out of reach of children and pets.



Medical Device/Medizinprodukt/Medisch Product/Produit Médical
Made in Taiwan/Hergestellt in Taiwan



M-GEL SCHLAUCHBANDAGE, 2-TLG.

Dient der Prävention und Linderung von Schmerzen bei Hühneraugen, Hornhautschwielen, eingewachsenen Nägeln und Blasen durch Verringerung von Druck und Reibung. Die elastische Manschette ist dehnbar, passend für die meisten Finger und Zehen und fixiert das Polster an der gewünschten Position. Das Gel setzt in geringen Mengen medizinisches Mineralöl (USP-konform) frei, das die Haut geschmeidig macht und mit Feuchtigkeit versorgt. Kein Verrutschen, auch ohne zusätzliche Haftmittel.

Anwendung: Auf die gewünschte Länge zuschneiden. Über den Finger bzw. Zeh streifen. Auf komfortablen Sitz prüfen. Abnehmen und bei Bedarf nachschneiden. Bandage überziehen und gegebenenfalls Position korrigieren.

Pflege: Handwäsche. An der Luft vollständig trocknen lassen. Falls das Gel klebrig wird, bestäuben Sie dieses mit Talkumpuder.

Material: 85% Polyamid, 15% Elasthan.

Warnung: Verwenden Sie die Bandage nicht auf offenen Wunden. Falls Reizungen, Beschwerden oder Durchblutungsstörungen auftreten, nehmen Sie die Bandage ab, und konsultieren Sie Ihren Arzt. AUSSER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN AUFBEWAHREN.

M-GELKOKER, 2-DELIĆ

Absorbeert druk en wrijving ter voorkoming en verlichting van pijn door likdoorns, eeltknobbels, ingegroeide nagels en blaren. De elastische koker is rekbaar en past zo op de meeste vingers/tenen en houdt de pad op zijn plaats. De gel geeft geleidelijk medische, minerale olie (USP) af waardoor de huid zacht wordt en van vocht wordt voorzien. Blijft zonder hechtmiddel op zijn plaats zitten.

Gebruiksaanwijzing: Knip op gewenste lengte. Trek de koker over de vinger/teen. Controleer of de koker prettig zit. Verwijder de koker indien nodig en knip opnieuw op maat. Trek de koker aan en breng de koker indien nodig goed op zijn plaats.

Verzorging: Handwas. Aan de lucht laten drogen. Bestuif met talkpoeder als de gel plakkerig wordt.

Weefselcompositie: 85% polyamide, 15% elastaan.

Waarschuwing: Niet op open wonden plaatsen. Bij irritatie, ongemak of een slechte doorbloeding het gebruik staken en uw arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.

BANDAGE TUBULAIRE M-GEL, 2 PIÈCES

Absorbe la pression et la friction pour éviter et atténuer les douleurs liées aux cors, à la corne, aux ongles incarnés et aux ampoules. La gaine élastique s'étire pour s'adapter à la plupart des doigts et orteils et maintient le coussin de protection en place. Le gel libère lentement une huile minérale de qualité médicale (USP) qui adoucit et hydrate la peau. Reste en place sans adhésif.

Indications : Couper la longueur désirée. Enfiler sur le doigt ou l'orteil. Tester afin d'assurer un ajustement confortable. Retirer et découper si nécessaire. Enfiler le bandage et le réajuster le cas échéant.

Entretien: Laver à la main. Laisser sécher complètement à l'air libre. Saupoudrer de talc si le gel devient collant.

Matières: 85 % Polyamide, 15 % Élasthanne.

Avertissement: Ne pas placer le produit sur une plaie ouverte. En cas d'irritation, de gêne ou de problème de circulation, interrompre l'utilisation et consulter un médecin. Maintenir à distance des enfants et animaux.