

Pedal Exerciser  
Pedaltrainer  
Pédalier d'appartement  
User Manual  
Bedienungsanleitung  
Mode d'emploi  
Model No.: 93405




This Pedal exerciser is a compact exercise bike that stores conveniently out of the way when not in use. Use it regularly to stimulate blood circulation and increase muscle strength: it is a great way to enjoy a moderate cardiovascular workout. Place it on a tabletop to exercise your arms or on the floor to enjoy a bicycle-type exercise from your chair.

Dieser Pedaltrainer ist ein kompakter Heimtrainer, der bei Nichtgebrauch bequem aus dem Weg geräumt werden kann. Verwenden Sie es regelmäßig, um die Durchblutung anzuregen und die Muskelkraft zu steigern: Es ist eine großartige Möglichkeit, ein moderates Herz-Kreislauf-Training zu genießen. Stellen Sie es auf eine Tischplatte, um Ihre Arme zu trainieren, oder auf den Boden, um eine Fahrradübung von Ihrem Stuhl aus zu genießen.

Ce pédalier d'appartement est un appareil compact qui se range facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. N'hésitez pas à vous entraîner régulièrement pour stimuler la circulation sanguine et travailler vos muscles : c'est un excellent entraînement cardiovasculaire modéré. Disposé sur une table, vous pouvez ainsi vous muscler les bras ou le haut du corps ou directement posé au sol pour faire des mouvements de jambes comme sur un vélo tout en étant installé sur une chaise.


## Easy Set up in 2 steps! / Aufbau in 2 Schritten! / Installation facile en 2 étapes!



Pull firmly on the ring at the joint of the frame leg.

Ziehen Sie an den Ring des Standbeines.

Tirer l'anneau situé au niveau du cadre du pied



Pull leg out until it clicks in place, repeat with other leg.

Klappen Sie die Standbeine auf, bis Sie hörbar einrasten.


Ouvrir les barres de repose pieds jusqu'à entendre un petit clic, répéter le même opération avec autre repose pied.

## Display functions / Anzeigefunktion / Fonctions d'affichage


To turn on the display, press once on the red button or start pedaling. The display automatically shuts off after 4 minutes of inactivity. All of the display functions are activated as soon as you begin pedaling and pause when you stop. To toggle between them, press the red button until the arrow points to the desired function.

Um das Display einzuschalten, drücken Sie einmal auf die rote Taste oder treten Sie in die Pedale. Das Display schaltet sich nach 4 Minuten Inaktivität automatisch aus. Alle Anzeigefunktionen sind aktiviert, sobald Sie mit dem Treten beginnen und pausieren, wenn Sie anhalten. Um zwischen ihnen zu wechseln, drücken Sie die rote Taste, bis der Pfeil auf die gewünschte Funktion zeigt.


Pour allumer l'écran, appuyez une fois sur la touche rouge ou commencez à pédaler. L'affichage s'éteint automatiquement après 4 minutes d'inactivité. Toutes les fonctions d'affichage sont activées dès que vous commencez à pédaler et se désactivent dès que vous arrêtez. Pour passer d'une fonction à l'autre, appuyez sur la touche rouge jusqu'à ce que la flèche pointe sur la fonction souhaitée.




**CNT:**  
Number of rotations completed  
Anzahl der Umdrehungen  
Nombre de tours effectués




**TIME:**  
Workout Duration  
Trainingsdauer  
Durée de l'entraînement




**CAL:**  
calories burned  
Kalorienverbrauch  
calories dépensées

**R.P.M.:**

Rotations per minute  
Umdrehung pro Minute  
Nombre de tours par minute

**SCAN:**


Toggle(TIME > CNT > RPM > CAL)  
Umschalten(TIME > CNT > RPM > CAL)  
Changement(TIME > CNT > RPM > CAL)

**Display functions / Anzeigefunktion / Fonctions d'affichage**

Loosen and remove the screws on each side side of the screen unit, then carefully remove the screen unit from its socket

Lösen und entfernen Sie die Schrauben auf jeder Seite des Anzeige und entfernen diese aus der Halterung.


Desserrer et retirer les vis de caque côté de l'unité de l'écran puis retirer l'unité de l'écran de sa prise avec precaution.



On the back of the screen unit, lift up the battery tabs and slide out the battery.

Heben Sie auf der Rückseite des Displays die Akku-lasche an und schieben die Batterie heraus.


Au dos de l'unité de l'écran, anlever las languettes de la batterie et retirer cette dernière.



Insert a new 1,5V AG13 battery, + side down and close the tabs.

Legen Sie eine neue 1,5V AG13 Batterie mit der + Seite nach unten ein und schließen die Lasche.

Insérez une nouvelle pile 1,5V AG13, côté “+” vers la bas et fermer las languettes.



Replace the screw unit in its socket and secure with the screws.

Setzen Sie das Display wieder in die Halterung ein und sichern es mit den Schrauben.

Replacer l'unité d'écran dans son support et fixez la bien avec l'aide des vis.

### ATTENTION!

The return of the product will be impossible if it has been used or damaged due to incorrect usage.

### ACHTUNG!

Die Rückgabe des Produkts ist ausgeschlossen, wenn es verwendet oder durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde.

### ATTENTION !

Le retour du produit sera impossible s'il a été utilisé ou endommagé en raison d'une mauvaise utilisation.

### ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie diese der Wertstoffsammlung zu.



**EURO**  
tops

Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich vom ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

### COLLECTE ET TRAITEMENT:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



**EURO**  
tops

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électrique ou électroniques usages. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

**DISPOSAL:**

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.



Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Germany

If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63\* or [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)

in Austria 01 . 230 60 43 12 or [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)

in Switzerland 044 . 28 36 125 or [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

in the Netherlands 026 . 37 36 333 or [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

in France 0892 . 700 470\*\* or [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

\* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

\*\*34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

\* 14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

\*\*34 Cents/Min. aus dem französischen Festnetz

\* 14 centimes/minute depuis le réseau fixe allemand, max. 42 centimes/minute depuis le réseau mobile allemand.

\*\*34 centimes/min. depuis le réseau fixe français

Producer / Produzent / Producteur:

HANGZHOU STANDARD MAYO INDUSTRIAL LIMITED

SUITE 701-702,DIAMOND OFFICE BLDG,SHANGCHENG DISTRICT,HANGZHOU,CHINA