

- Ⓛ Gebrauchsanweisung
- Ⓜ Instructions for use
- Ⓝ Instrucciones de uso
- Ⓞ Mode d'emploi
- Ⓟ Gebruiksaanwijzing

- Ⓠ Способ применения
- Ⓡ Istruzione per l'uso
- Ⓢ Modo de utilização
- Ⓣ Brugsanvisning
- Ⓤ Bruksanvisning

- Ⓥ Instrukcja obsługi
- Ⓦ Οδηγίες χρήσης
- Ⓧ Návod k použití
- Ⓨ Navodilo za uporabo
- Ⓩ Návod na použitie

25021

Ⓛ **Betteinlage „Aqua-Stop“**

Betteinlage „Aqua-Stop“ mit der textilen Seite nach oben und der plastifizierten Seite nach unten legen.
Vorderseite: 100% Polypropylen
Rückseite: 100% Polyester PEVA beschichtet
Außenband: Polypropylen

Ⓜ **Bed pad “Aqua-Stop”**

Place the bed pad “Aqua-Stop” with the textile side facing upwards and the plasticized side facing downwards.
Front side: 100% Polypropylene
Backside: 100% Polyester PEVA coated
Outer strip: Polypropylene

Ⓝ **Protector de colchón “Aqua-Stop”**

Poner el protector de colchón “Aqua-Stop” con el lado de tela hacia arriba y el lado plastificado hacia abajo.
Parte delantera: 100% Polipropileno
Revés: 100% Poliester Recubierto con PEVA
Cinta exterior: Polipropileno

Ⓞ **Alaise «Aqua-Stop»**

Poser l'alaise «Aqua-Stop» avec le côté textile vers le haut et le côté plastifié vers le bas.
Recto: 100% Polypropylène
Verso: 100% Polyester recouvert de PEVA
Bande extérieure: Polypropylène

Ⓟ **Matrasbeschermer „Aqua-Stop“**

Leg de matrasbeschermer met de textielzijde naar boven en met de plastic zijde naar beneden.
Voorkant: 100% Polypropeen
Achterkant: 100% Polyester met PEVA-laag
Rand: Polypropeen

Ⓠ **Простынка «Aqua-Stop»**

Стелить простынку «Aqua-Stop» текстильной с торонной поверх, а пластифицированной – вниз.
Передняя сторона: 100% Полипропилен
Обратная сторона: 100% Полиэстер Покрытие из полиэтиленвинилацетата (PEVA)
Наружная лента: Полипропилен

Ⓡ **Traversa per il letto „Aqua-Stop“**

Mettere la traversa per il letto „Aqua-Stop“ con il lato in tessuto verso l'esterno e il lato plastificato verso l'interno.
Dritto: 100% Polipropilena
Rovescio: 100% Poliester Rivestimento PEVA
Fettuccia laterale: Polipropilena

Ⓢ **Resguardo para colchão “Aqua-Stop”**

Utilizar o resguardo para colchão “Aqua-Stop” com o lado em tecido para cima e o lado de plástico para baixo.
Frente: 100% Polipropileno
Traseira: 100% Poliéster com revestimento em acetato de polietileno vinílico (PEVA).
Fita exterior: Polipropileno

Ⓥ **Sengeunderlag „Aqua-Stop“**

Sengeunderlaget „Aqua-Stop“ lægges med tekstilsiden opad og den plastificerede side nedad.
Forside: 100% Polypropylen
Bagside: 100% Polyester med PEVA-coating
Udvendigt bånd: Polypropylen

Ⓦ **Madrasskydd “Aqua-Stop”**

Placera madrasskyddet “Aqua-Stop” med den textila sidan uppåt och den plastade sidan nedåt.
Framsida: 100% Polypropenfiber
Baksida: 100% Polyester PEVA-belagt
Kantband: Polypropenfiber

Ⓧ **Podkładka do łóżka „Aqua-Stop”**

Podkładkę do łóżka „Aqua-Stop” układać tekstylną stroną do góry, a stroną pokrytą tworzywem sztucznym w dół.
Przednia strona: 100% Polipropylen
Strona tylna: 100% Poliester Powlekana EVA
Taśma zewnętrzna: Polipropylen

Ⓨ **Ένθετο κρεβατιού „Aqua-Stop“**

Βάλτε το ένθετο κρεβατιού „Aqua-Stop” με την υφασμάτινη πλευρά προς τα επάνω και την πλαστικοποιημένη πλευρά προς τα κάτω.
Δεξιά πλευρά: 100% Πολυπροπυλένιο
Αριστερή πλευρά: 100% Πολυεστέρας
Με επίστρωση PEVA
Εξωτερική ταινία: Πολυπροπυλένιο

Ⓩ **Podložka do postele „Aqua-Stop”**

Podložku „Aqua-Stop” vložte do postele textilní stranou směřující nahoru a plastifikovanou stranou směřující dolů.
Přední strana: 100% Polypropylen
Zadní strana: 100% Polyester Povrchová úprava PEVA
Vnější pás: Polypropylen

Ⓨ **Posteljni vložek „Aqua-Stop”**

Posteljni vložek „Aqua-Stop” položite s tekstilno stranjo navzgor in s plastificirano stranjo navzdol.
Spretnja stran: 100% Polipropilen
Zadnja stran: 100% Poliester Prevlečeno s PEVA
Zunanji rob: Polipropilen

Ⓩ **Postelná podložka „Aqua-Stop”**

Postelnú podložku „Aqua-Stop” položte textilnou stranou smerom hore a plastovou stranou smerom dole.
Predná strana: 100% Polypropylén
Zadná strana: 100% Polyester s vrstvou PEVA
Vonkajší pás: Polypropylén